


	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	INSTRUKSI KERJA LU-IKA 12	Tgl : 03-08-2021 Ed : 03 Rev : 02 Hal : 1 dari 1
		Prosedur Pengoperasian Pengukur <i>Temperature</i> dan <i>Humidity</i>	

1. Alat pengukur *temperature* dan *humidity* diletakkan pada ruangan yang akan diukur.
2. Ditunggu $\pm$ 1 jam sebelum melakukan pengukuran agar kondisi ruangan dapat terukur optimal.
3. Baca *temperature* dan *humidity* pada alat dengan melihat posisi jarum yang menunjukkan angka.
4. Pengukuran dilakukan pada pukul 08.00 dan 14.00.

Dibuat oleh : Operator Laboratorium		Diperiksa oleh : Analisis Laboratorium		Disahkan oleh : Penata Laboratorium Narkotika Ahli Muda	
---	---	--	---	---	---