



DAFTAR IDENTIFIKASI REAGEN

Lemari : III

NO	KODE REAGEN	NAMA REAGEN	KODE LOKASI
1	005-FD-LC	Acetonitrile	III. A2
2	005-FD-PA	Acetonitrile for analysis	III. B1
3	009-R-PA	Dichlorometane	III. B1
4	017-FTR-PA	Methanol For Analysis	III. D1
5	040-LCMS	Water	III.D1

NB:

- Identifikasi penataan dan penyimpanan reagen yang dilakukan berdasarkan bahaya dan kompatibilitas bahan kimianya, ini dilakukan agar meminimalisir kecelakaan kerja di laboratorium mengingat bahan kimia memiliki sifat yang tidak similar yang dapat mendorong reaksi kimia yang berbahaya.
- Botol reagen juga dilabeli dengan stiker bulat berwarna hijau sebagai tanda untuk botol reagen yang sudah terbuka, hal ini dilakukan untuk menghindari botol reagen terbuka lebih dari satu, agar stok bahan kimia lebih terkendali.